


ATRASORB INDUSTRIA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Avenida Piracicaba, 351, Vila Nova São Roque - 18131-230, São Roque-SP, Brasil, Fones: + 55 11 5521-2076 CNPJ: 05.691.570/0004-31 - Inscr. Estadual: 653.066.864.115 e-mail: atrasorb@atrasorb.com.br			 Absorvedores de CO ₂ Atrasorb SAT DIVE		
INSTRUÇÕES DE USO		Rev.05	29/03/2024	Pág. 1 de 5	IS-012

1 – Produto

Absorvedor de Gás Carbônico em pílulas - **Atrasorb SAT DIVE**

Indicações

Absorvente de CO₂ em pílulas e para uso em Aplicações de Mergulho saturado.

2 – Composição / Especificação

2.1 Composição Química

CAS 1305-62-0 – Hidróxido de Cálcio (cal hidratada) - Fórmula química: Ca(OH)₂
CAS 1310-73-2 – Hidróxido de Sódio - Fórmula química: NaOH
CAS 1310-58-3 – Hidróxido de Potássio - Fórmula química: KOH
CAS 2390-59-2 – Etil Violeta - Fórmula química: C₃₁H₄₂N₃Cl (para produtos com indicador)
Água - Fórmula química: H₂O

2.2 Características físico-químicas

- Tamanho do grão: (2,00 a 4,75 mm): média 4,5 mm
- Formato do grão: pílulas semiesféricas
- Umidade: 12 a 23% (conforme a aplicação)
- Cor: branca a levemente amarelada ou acinzentada
- Indicador pós-saturação: mudança de cor para violeta

3 – Descrição do Produto

3.1 Absorvedores de CO₂ Atrasorb SAT DIVE

Compostos químicos utilizados como filtro para circuitos respiratórios fechados nas Aplicações em Mergulho de Saturação.

Seu formato semiesférico proporciona uma melhor compactação no reservatório e conseqüentemente uma maior área de absorção de CO₂, além de evitar a formação de pó.

Quando utilizados em filtros, combinados ou não, possibilitam o reaproveitamento dos gases expirados sem que haja reinalação do Gás Carbônico (CO₂) através de um processo químico de filtração.

Possuem um tempo de vida útil limitado, ao fim do qual deverão ser substituídos para que não haja reinalação de CO₂ pelo usuário. Para isso possuem um indicador de evolução (ver item 4.2).

Têm uma composição de umidade entre 12 a 23% de H₂O (conforme a aplicação). Seu grau de dureza permite um transporte seguro evitando a formação de pó.

As embalagens dos produtos são fechadas hermeticamente, garantindo seu teor de umidade, possibilitando a garantia de 5 anos do produto.


Formas de apresentação

As embalagens são constituídas de Recipientes Plásticos (disponíveis para as quantidades de 1.0, 4.3, 4.5, 5.0, 15.0, 18.0 e 20.0 kg), com rótulo de identificação do produto.

4 – Instruções de Uso

4.1 - A **Atrasorb SAT DIVE** foi desenvolvida especificamente para o mergulho. Foi testada em conformidade com a NATO STANDARD ADivP-03, norma para aplicações de mergulho e hiperbárico.

A embalagem em que elas estão contidas assegura que seja mantido o cumprimento dos requisitos desta

ATRASORB INDUSTRIA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Avenida Piracicaba, 351, Vila Nova São Roque - 18131-230, São Roque-SP, Brasil, Fones: + 55 11 5521-2076 CNPJ: 05.691.570/0004-31 - Inscr. Estadual: 653.066.864.115 e-mail: atrasorb@atrasorb.com.br			 Absorvedores de CO ₂ Atrasorb SAT DIVE		
INSTRUÇÕES DE USO		Rev.05	29/03/2024	Pág. 2 de 5	IS-012

norma, enquanto fechada, durante cinco anos a partir da data de fabricação. No entanto, uma vez que a embalagem é aberta, é de responsabilidade do usuário / revendedor / proprietário garantir que o produto seja utilizado no equipamento de mergulho adequado e de forma adequada, **de acordo com as instruções de uso fornecido pelo fabricante do respectivo equipamento de mergulho**. A Atrasorb, fabricante dos absorvedores de CO₂ para mergulho não pode e não vai assumir a responsabilidade pelo uso ou armazenamento incorreto, ou produto que tenha ultrapassado o prazo de validade.

4.2 - O tempo médio de uso é de aproximadamente a 8 (oito) a 9 (nove) horas por quilograma do produto (teste realizado com fluxo de ar de 10 litros/minuto com 4% de CO₂ em volume, até 1,0% de CO₂ no ar efluente). A troca deve ser feita quando a coloração (opcional) atinge 3/4 (três quartos) do reservatório. Se houver indicação do teor de CO₂ (gás carbônico) no fluxo de ar, a troca se dá quando o índice atinge o nível de 0,1 a 1% de CO₂ (Conforme aplicação).

4.3 - O controle pode ser feito registrando o tempo de uso ou pelo índice máximo de aplicação no fluxo de ar se dispuser de medição.

4.4 - Alcançado o limite máximo de filtragem o produto deve ser retirado do reservatório e descartado (ver FISPQ – Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos).

4.5 - Após a abertura da embalagem, recomenda-se que seja utilizado no máximo em 30 dias e que o recipiente permaneça protegido do calor e luz (de preferência guardado na própria caixa). Após esse período, deve ser descartado (ver FISPQ – Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos).

4.6 - Após o preenchimento do reservatório (recipiente apropriado) até seu efetivo uso, informamos o seguinte:

a) o procedimento normal é o de preenchimento do reservatório e uso imediato.

b) quando não ocorrer seu uso imediato, sua duração (capacidade de absorção de CO₂) dependerá de fatores como:

- temperatura ambiente;
- incidência de luminosidade e raios solares;
- vedação do equipamento;
- perda de umidade do produto, o que interfere significativamente na capacidade de absorção e
- qualidade do ar inalado.

ATENÇÃO!

A capacidade de absorção é medida em litros de CO₂ absorvido (conforme item 4.2), que é de aproximadamente:

SAT - 200 litros por quilograma

Jamais utilize embalagens de absorvedor para armazenar produto usado, nem misture o absorvedor novo com absorvedor usado.

c) Considerações sobre o Elemento Absorvedor de CO₂


- Quando se altera a umidade do Elemento Absorvedor de CO₂ para níveis inferiores ao especificado pelo fabricante, podem ser produzidas algumas reações indesejáveis independentes do tipo de Absorvedor de CO₂ que se esteja utilizando tais como:

- redução na capacidade de absorção de CO₂;

- reinalação de CO₂ por parte do usuário;

- aumento da geração de calor no Elemento Absorvedor de CO₂ que por sua vez ocasiona um aumento da temperatura do gás respirado pelo paciente.

A ATRASORB recomenda a substituição do Elemento Absorvedor de CO₂ independentemente da cor, se o

ATRASORB INDUSTRIA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Avenida Piracicaba, 351, Vila Nova São Roque - 18131-230, São Roque-SP, Brasil, Fones: + 55 11 5521-2076 CNPJ: 05.691.570/0004-31 - Inscr. Estadual: 653.066.864.115 e-mail: atrasorb@atrasorb.com.br			 Absorvedores de CO ₂ Atrasorb SAT DIVE	
INSTRUÇÕES DE USO	Rev.05	29/03/2024	Pág. 3 de 5	IS-012

equipamento permanecer sem uso por um período de 7 dias ou mais (ver item 4.6 desta Instrução).

ATENÇÃO!







O Elemento Absorvedor de CO₂ contém hidróxidos alcalinos e pode causar irritação nos olhos, na pele e no sistema respiratório. Ao substituir o Elemento Absorvedor de CO₂, tenha o cuidado de não derramá-lo.

- 1) Esvazie o reservatório com Elemento Absorvedor de CO₂ usado, em local apropriado;
- 2) Abasteça o reservatório somente com Elemento Absorvedor de CO₂ novo;
- 3) Certifique-se que ao fechar o reservatório abastecido, não existem poeira nem partículas de Elemento de Absorvedor de CO₂ impedindo a vedação do sistema.

Medidas de proteção individual

- Proteção para a pele/olhos: Óculos de segurança bem ajustados
- Proteção das mãos: Substância da luva: Borracha nitrílica - Espessura da luva: 0,11 mm
- Proteção respiratória - Necessário em caso de formação de pós: Tipo de Filtro recomendado: Filtro PFF2

5 – Tabela de símbolos

	Fabricante
	Data de fabricação
	Data de validade
	Não estéril
	Lote
	Não reutiliza

	Frágil, manuseie com cuidado
	Consulte as instruções de uso
	Corrosivo. Pode provocar queimaduras graves na pele e danos nos olhos
	Cuidado
	Provoca a sensibilização cutânea e irritação cutânea e ocular
	Sentido correto de empilhamento
	Empilhamento máximo
	Faixa de temperatura de armazenamento
	Proteger contra umidade
	Proteger contra calor
	Código de barras

6 – Dados do fabricante



Atrasorb Industria de Produtos Hospitalares Ltda


Endereço: Avenida Piracicaba, 351 – Vila Nova São Roque

Cidade: São Roque-SP

CNPJ: 05.691.570/0004-31

Contato: +55 11 5521-2076

E-mail: atrasorb@atrasorb.com.br

ATRASORB INDUSTRIA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Avenida Piracicaba, 351, Vila Nova São Roque - 18131-230, São Roque-SP, Brasil, Fones: + 55 11 5521-2076 CNPJ: 05.691.570/0004-31 - Inscr. Estadual: 653.066.864.115 e-mail: atrasorb@atrasorb.com.br			 Absorvedores de CO ₂ Atrasorb SAT DIVE	
INSTRUÇÕES DE USO	Rev.05	29/03/2024	Pág. 5 de 5	IS-012

7 – Outras informações

Para mais informações sobre o produto (riscos, medidas de proteção e de primeiros socorros, manuseio, armazenamento, etc.) podem ser encontradas também na FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos) do produto e em www.atrasorb.com.br.